




Varenummer 280058

HbA1c reagens kit, Roche cobas b 101



Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af HbA1c. Anvendes sammen med Cobas b 101 instrument.

Specifikationer

Produktbetegnelse	HbA1c reagens kit
Varemærke	Roche
Vareserie	Cobas b 101
Certifikater	CE
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	15 cm	11 cm	11.5 cm	7613336119778
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.