

Varenummer 280059

HbA1c kontrol, Roche cobas b 101



Produktbeskrivelse

Anvendes som kontrol reagens i forbindelse med brugen af Cobas b 101 HbA1c instrument.



Specifikationer

Produktbetegnelse	HbA1c kontrol
Varemærke	Roche
Vareserie	Cobas b 101
Certifikater	CE
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed, åbnet	3 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance	+2° C til +8° C.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	13.3 cm	8.3 cm	5.8 cm	4015630932283



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.