




Varenummer 280060

Reagenskassette, Cobas b 101, Lipid, Lipid Panel



Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af total kolesterol, HDL, triglycerid og beregnet LDL. Anvendes sammen med Cobas b 101 instrument.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Reagenskassette
Varemærke	Cobas b 101
Model	Lipid
Features	Lipid Panel
Certifikater	CE.
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	15 cm	11 cm	11.5 cm	
stk	1 stk				4015630930623



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.