




Varenummer 280062

Helicobacter testkassette, Pronto Dry, til biopsiprøver, farvegraduering , 208 g

CE

Produktbeskrivelse

Test til påvisning af helicobacter pylori. Pronto Dry kan diagnosticere op til 98% H. pylori indenfor 1 time. Farvegraduering fra gul til rød, viser graden af infektion. Hurtigt test-resultat, kan aflæses efter 1 minut og det endelige resultat aflæses ved svag eller ingen indikation, max. 1 time efter

Specifikationer

Produktbetegnelse	Helicobacter testkassette
Varemærke	Pronto Dry
Features	Til biopsiprøver, farvegraduering
Længde/dybde	14.5 cm
Bredde	7.5 cm
Højde	4 cm
Vægt, netto	208 g
Vægt, brutto	208 g
Certifikater	CE
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	2 år
Temperatortolerance	Op til 40 grader C
Bortskaffelse af produkt	Afløses på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Biopsi lægges i testbrønd, trykkes mod brønden med tommelfinger, og efter maks. 60 min. vil resultatet foreligge visuelt. Alt foregår uden køl og eller varme

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	14.5 cm	7.5 cm	4 cm	5703538153952
stk	1 stk				

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.