



Varenummer 280069

Otoskop, HEINE, mini 3000, LED, F.O. inkl. håndtag og øretragte



Produktbeskrivelse

Otoskopsæt, otoskophoved med LED pære med farvetemperatur 4000 kelvin., der gengiver en ægte og naturlig farve, 3x forstørrelse, linsen kan skubbes til side. 50.000 timers levetid for LED pæren, ensartet lyskvalitet i hele levetiden, "fade out" funktion der reducere lysstyrken alt efter batteriets tilstand, som tegn på at batterierne skal skiftes. Indeholder: Otoskop, håndtag, 4 stk. flergangsøretragte (2,4mm-5,0mm), 10 stk. AllSpec engangsøretragte lavet af genanvendt plast (4mm), bruger 2 stk. AA batterier. Ønskes konvertering til genopladelig håndtag kan dette ske med genopladeligt batteri som oplades via mini NT-bordoplader samt bundstykke for genopladeligt batteri.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskop
Varemærke	HEINE
Model	Mini 3000
Features	LED, F.O. inkl. håndtag og øretragte
Strømspecifikationer	2,5 V
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	18 cm	9 cm	4 cm	4053755158676



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.