



Varenummer 280073

Kontaktplade polarisation for HEINE DELTA 20T dermatoskop, HEINE, DELTA 20T, Ø23mm



Produktbeskrivelse

Kontaktpladen giver et polariseret lys og kan dermed benyttes uden immersionsolie. Hovedet har en kontaktflade på Ø 23 mm og er med måleskala. Passer til HEINE dermatoskop 20T

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kontaktplade polarisation for HEINE DELTA 20T dermatoskop
Varemærke	HEINE
Model	DELTA 20T
Diameter	23 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7.5 cm	4.5 cm	4 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.