

Varenummer 280077

Kontrol, HemoTrol, Normal, 1 ml, kølevare



Produktbeskrivelse

Anvendes som kontrolopløsning til Hemocue HB 201+ system. HemoTrol er en analyseret hæmoglobinkontrol beregnet til brug ved verifikation af præcisionen og nøjagtigheden af HemoCue® B-Hemoglobin og HemoCue® Hb 201-systemerne.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kontrol
Varemærke	HemoTrol
Model	Normal
Features	Kølevare
Rumindhold, netto	1 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.
Holdbarhed	12 måneder
Holdbarhed, åbnet	30 dage
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance	+2° C til +8° C.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	2 stk	5.3 cm	2.5 cm	8.3 cm	5703538151378
stk	1 stk				5703538151361



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.