



Varenummer 280082

Batteri, QuikRead Go, 7,5x7x2cm, Crp-apparat

Produktbeskrivelse

Anvendes som batteri til QuikRead Go crp-apparat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Batteri
Varemærke	QuikRead
Vareserie	Go
Features	Crp-apparat
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	7 cm
Højde	2 cm
Vægt, netto	146 g
Vægt, brutto	14.6 g
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7.5 cm	7 cm	2 cm	