



Varenummer 280082

Genopladeligt batteri, QuikRead Go, Crp-apparat

✓ genopladeligt

Produktbeskrivelse

Genopladeligt batteri til QuikRead Go crp-apparat. Kan lave ca. 100 CRP tests på et fuldt batteri.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Genopladeligt batteri
Varemærke	QuikRead
Vareserie	Go
Features	Crp-apparat
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	7 cm
Højde	2 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7.5 cm	7 cm	2 cm	