



Varenummer 280112

Termometer, Microlife, NC 150, berøringsfri, incl. 2 stk AAA batterier

Produktbeskrivelse

Microlife NC 150 er et avanceret multifunktionelt Non Contact termometer med meget høj målenøjagtighed. Den berøringsfri måling giver en skånsom, hygiejnisk og hurtig måling (3 sekunder) af kropstemperaturen uden at røre ved personen, specielt velegnet som pandetermometer. Termometeret er derfor bl.a. velegnet til børn og kan anvendes mens de sover. Termometeret er brugervenligt og det blå markeringslys gør det nemt at tage målinger om natten. Den patenterede Silent Glow teknologi, oplyste feber alarm, lyser et grønt eller et rødt lys i displayet alt efter om temperaturen er under eller over 37,4 C. Det multifunktionelle NC 150 termometer kan også bruges til måling af overfladetemperatur af mælken i en sutteflaske, overfladetemperatur af vandet i et badekar samt til omgivelsestemperatur. Leveres med opbevaringsboks, 2 x AAA batterier og dansk manual.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termometer
Varemærke	Microlife
Model	NC 150
Features	Berøringsfri, incl. 2 stk AAA batterier
Holdbarhed	2 år
Holdbarhed, åbnet	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	4 stk	17.2 cm	17 cm	18 cm	