



Varenummer 280113

Otoskophoved, HEINE, BETA 400 LED



Produktbeskrivelse

HEINE BETA 400 F.O. LED otoskophoved med 4,2 X forstørrelse og LEDHQ teknik. Et vedligeholdelsesfrit og slidstærkt kvalitetsinstrument designet til daglig brug på klinikker og sygehuse. Otoskophovedet er udført med ridsefast glas og HEINE LEDHQ som giver en korrekt lyskvalitet i hele levetiden (100.000 timer i funktion), ingen pæreskift. Otoskophovedet er udført i metal, vinduet kan skubbes op for instrumentering gennem otoskopet. Insufflationsballon kan monteres på insufflationsporten placeret på siden af otoskophovedet. Anvendes sammen med HEINE BETA håndtag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskophoved
Varemærke	HEINE
Model	BETA 400 LED
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11 cm	7 cm	4.2 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.