

Varenummer 280120

Termometer, Microlife, MT1961, digital, med fleksibel spids, vandtæt, incl. batterier



Produktbeskrivelse

Microlife termometer MT1961 er et præcist og sikkert digitaltermometer. Det kan både måle temperaturen i mund, armhule og rektalt. Det har en fleksibel spids og måler med 0,1 grads nøjagtighed.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termometer
Varemærke	Microlife
Model	MT1961
Features	Digital, med fleksibel spids, vandtæt, incl. batterier
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	144 stk	40.5 cm	31 cm	29.5 cm	
pk	12 stk	34 cm	8.7 cm	10 cm	
stk	1 stk				4719003040147



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.