

Varenummer 280121

Termometer, Beurer, FT15, digital, med fleksibel spids, til oral og rektal brug



Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af temperatur. Måletid på 10 sek. Vandtæt. Målenøjagtighed +/- 0,1 grad.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termometer
Varemærke	Beurer
Model	FT15
Features	Digital, med fleksibel spids, til oral og rektal brug
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	22.5 cm	16.5 cm	18.5 cm	4052095794100
stk	1 stk				4211125794101



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.