

Varenummer 280162

**Kirurgisk skalpel, Razormed,
 rustfrit stål, med plasthåndtag og
 beskyttelseshætte, steril, nr 15,
 engangs**



Produktbeskrivelse

Kvalitets skalpeller med en klinge der er fremstillet i rustfrit stål og med et ergonomisk greb. Der er mål på håndtaget.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kirurgisk skalpel
Varemærke	Razormed
Features	Med plasthåndtag og beskyttelseshætte, steril, nr 15
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Rustfrit stål
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	250 stk	30.9 cm	24 cm	28.8 cm	38903376003589
pk	10 stk	22 cm	5.8 cm	5.8 cm	28903376003582
stk	1 stk				18903376003585



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE