



Varenummer 280173

Tympanometer, EasyTymp, 300x80x70mm, inkl. ladestander og opbevaringsrum for øreoliven



Produktbeskrivelse

EasyTymp er et hurtigt og præcist håndholdt tympanometer. Testen tager mindre end 3 sek. at udføre. Probetone 226 Hz, højtopløselig farve display. Intern hukommelse til mere end 1000 målinger. Leveres som standard inkl. øreolivensæt, genopladeligt batteri og oplader.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tympanometer
Varemærke	EasyTymp
Features	Inkl. ladestander og opbevaringsrum for øreoliven
Længde/dybde	300 mm
Bredde	80 mm
Højde	70 mm
Vægt, netto	427 g
Inkluderet tilbehør	3,7V genopladeligt batteri
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542, MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	42.8 cm	32.2 cm	31.6 cm	4260176120834
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.