



Varenummer 280177

**Pessar ring, Omniflex, silikone, målesæt,
5 str. Ø65-85mm**

Produktbeskrivelse

Pessar prøveringssæt til præventionspessar. Ringe i 5 størrelser: Ø 65-70-75-80-85 mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pessar ring
Varemærke	Omniflex
Features	Målesæt, 5 str. Ø65-85mm
Materiale	Silikone
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1 stk	16 cm	16 cm	11.2 cm	