



Varenummer 280193

Engangsturbine, FlowMIR, med papmundstykke, til MIR Spirobank, Minispir og Spirolab, pakket enkeltvis, engangs

✓ ingen kalibrering



Produktbeskrivelse

Flowmir fabrikskalibreret engangsturbine inklusiv papmundstykke. Flowmir engangsturbine er ikke følsom overfor omgivende forhold så som temperatur, tryk, fugtighed, viskositet, ligesom det heller ikke er nødvendig med kalibrering da flowturbinen er kalibreret fra fabrikens side. Ingen krydskontaminering, da turbinen er fuldstændigt isoleret fra spirometret. Passer til spirometrene MIR Spirobank, Minispir og Spirolab.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangsturbine
Varemærke	FlowMIR
Features	Med papmundstykke, til MIR Spirobank, Minispir og Spirolab, pakket enkeltvis
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	60 stk	21 cm	21 cm	27 cm	
pk	60 stk	20 cm	20.5 cm	26.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.