



Produktdatablad

Sutur, Vicryl, 45cm, violet, 6-0, 2xXG-1 nål, multifil (flettet) resorberbar sutur (Polyglactin 910)

Varenummer : 280194
Varegruppe :
Forpakninger : 12 stk = 1 pakke

Billede er på vej



Billede er på vej



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Sutur
Varemærke:	Vicryl
Holdbarhed:	5 år
Holdbarhed, åbnet:	Ifølge udløbsdato
Farve:	violet
Features:	6-0, 2xXG-1 nål, multifil (flettet) resorberbar sutur (Polyglactin 910)
Længde/dybde:	45 cm
Certifikater:	CE
Produktbeskrivelse:	Vicryl er beregnet til brug i blødt væv og/eller ligation.
Opbevaringsinstruktioner:	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:	Afleveres på miljøstation.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.