

Varenummer 280196

Kemiske indikatorer, til Class B dampautoklave inkl. PCD-slangesæt

Produktbeskrivelse

Kemiske indikatorer er et supplement til biologiske indikatorer og skal anvendes dagligt til at give et hurtigt svar på, om de kritiske parametre har været korrekte under steriliseringsprocessen i en klasse B dampautoklave. Kemiske indikatorer består af en farvet kemisk forbindelse, som er afsat som pletter på en papirstrip som skifter farve fra lys blå til sort, når værdien af de for sterilisationen kritiske fysiske parametre er opnået. Kemiske indikatorer skal anvendes med den medfølgende slange PCD (Process Challenge Device) PDC'en bør udskiftes efter 200 kørsler.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kemiske indikatorer
Features	Til Class B dampautoklave inkl. PCD-slangesæt
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	200 stk	25.5 cm	16.5 cm	1.5 cm	5703538285400
stk	1 stk				