

Varenummer 280310

Bælte, CustoMed, 1,27m, sort, til bæretaske, længde 1,27 meter



Produktbeskrivelse

Løst bælte for bæretaske til døgnblodtryksmåler Custo Screen 300

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bælte
Varemærke	CustoMed
Farve	Sort
Features	Til bæretaske, længde 1,27 meter
Længde/dybde	1.27 m
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16 cm	4 cm	2.2 cm	