



Varenummer 290116

Operationshandske, Sensiflex Plus, 8,5, nature, latex, pudderfri

- ✓ Elastisk
- ✓ God pasform
- ✓ God gennemfølgelse
- ✓ Pudderfri



Produktbeskrivelse

Steril Latex operationshandske til kirurgiske indgreb, hvor sterile procedurer er påkrævet. Handskerne er af naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Sterile handske er pudderfri, for optimal sikkerhed. Er elastiske og har god pasform samt gennemfølgelse.

EN **AQL**
455 **0.65**

Specifikationer

Produktbetegnelse	Operationshandske
Varemærke	Sensiflex
Vareserie	Plus
Størrelse	8,5
Farve	Nature
Egenskaber	Full textured, rullet manchete
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Latex
Ingrediensliste	Latex, Sulfur, Zinc oxide, ZDBC, ZDEC, Antioxidant, Polymer
Længde/dybde	295 mm
Bredde	109 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Produkt- eller teststandarder	AQL 0.65, EN 455
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Vær opmærksom på om brugerne eller patienterne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet så benyt handske uden latex. Indeholder latexproteiner.
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 par	58 cm	26 cm	44 cm	9555076100907
pk	50 par	28.5 cm	15 cm	22.5 cm	5703538110078
par	1 par				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

**EN
455**

EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.