

# Sterile nitrilhandsker

Varenummer 290188 – 290192

## Intouch sterile Nitril undersøgelseshandsker



### Beskrivelse

Undersøgelseshandske fremstillet af nitril  
Lyseblå  
Puddefri  
Sterile – gamma sterilisation (ISO 11137)  
Mikroteksturering på fingerspidserne og kurvet finger design

### CE

CE 522780 mærket via BSI (British Standard Institution)  
AQL <1,5

### Fysiske egenskaber

Brudstyrke:  
Før belastning min. 6 Newton  
Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 6 Newton

### Tykkelse

Håndfladen 0.10 mm (+/- 0.03)  
Fingrene 0.12 mm ((+/- 0.03)  
Håndled Min. 0.08 mm

### Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 5-35°C  
Håndtering: Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon  
Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato  
Holdbarhed åbnet: handsken er ikke længere steril efter åbning  
Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

# Sterile nitrilhandsker

Varenummer 290188 – 290192

Størrelser	Varenr.	Håndfladen mm (+/- 10 )	Længde mm (min)	Forpakning æske/karton
<b>XS</b>	290188	70	240	50/300
<b>S</b>	290189	80	240	50/300
<b>M</b>	290190	95	240	50/300
<b>L</b>	290191	110	240	50/300
<b>XL</b>	290192	120	240	50/300

## Test udført

Restkemikalier  
Cytotoxicitet  
Pulverrester  
Endotoxin

## Sammensætning

Kemikalie	CAS
Nitril Butadiene Rubber	-
Titanium dioxid	13463-67-7
Calcium nitrate	-
Zinc oxid	1314-13-2
Potassium hydroxide stabilizer KOH	-