

Sterile nitrilhandsker

Varenummer 290188 – 290192

Intouch sterile Nitril undersøgelseshandsker



Beskrivelse

Undersøgelseshandske fremstillet af nitril
Lyseblå
Puddefri
Sterile – gamma sterilisation (ISO 11137)
Mikroteksturering på fingerspidserne og kurvet finger design

CE

CE 522780 mærket via BSI (British Standard Institution)
AQL <1,5

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:	
Før belastning	min. 6 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	min. 6 Newton

Tykkelse

Håndfladen	0.10 mm (+/- 0.03)
Fingrene	0.12 mm ((+/- 0.03)
Håndled	Min. 0.08 mm

Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 5-35°C
Håndtering: Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon
Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato
Holdbarhed åbnet: handsken er ikke længere steril efter åbning
Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Sterile nitrilhandsker

Varenummer 290188 – 290192

Størrelser	Varenr.	Håndfladen mm (+/- 10)	Længde mm (min)	Forpakning æske/karton
XS	290188	70	240	50/300
S	290189	80	240	50/300
M	290190	95	240	50/300
L	290191	110	240	50/300
XL	290192	120	240	50/300

Test udført

Restkemikalier
Cytotoxicitet
Pudderrester
Endotoxin

Sammensætning

Kemikalie	CAS
Nitril Butadiene Rubber	-
Titanium dioxid	13463-67-7
Calcium nitrate	-
Zinc oxid	1314-13-2
Potassium hydroxide stabilizer KOH	-