



Produktdatablad

Undersøgelseshandske, Abena Classic, L, hvid, nitril, pudderfri, New

Varenummer: 290414



Varedeklaration

Forpakning: 150 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 36 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Undersøgelseshandske. Varemærke: ABENA. Vareserie: Classic Protect. Holdbarhed: 5 år. Materiale: nitril. Ingrediensliste: Nitrile NBR, Titanium Dioxide, Zinc oxide, Sulfur, ZDBC, Ammonium, Antioxidant, Calcium stearate, Calcium Nitrate, Chlorine. Egenskaber: finger textured, latexfri, medium grip, rullet manchet. Features: pudderfri. Engangs/flergangs: engangs. Størrelse: L. Længde/dybde: 240 mm. Bredde: 107 mm. Tykkelse: 0,07 +/- 0,02 mm. Certifikater: MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Produkt- eller teststandarder: EN 374-5:2016 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 420, EN 455, AQL 1.0, EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN ISO 374-2:2019. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Elastisk undersøgelseshandske som tilpasser sig håndens form under brug. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi. Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Tilhørende varer: 2546, 254610, 254620