



Varenummer 290420

ABENA® Classic


## Undersøgelsehandske, ABENA Classic, L, blå, nitril, pudderfri

- ✓ Elastisk
- ✓ Tilpasser sig håndens form
- ✓ Indeholder ingen latexproteiner



### Produktbeskrivelse

ABENAs klassiske undersøgelsehandske er elastisk og tilpasser sig hurtigt håndens form under brug. Handsken kan bruges til en lang række opgaver, blandt andet rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Den indeholder ingen latexproteiner, så den er sikker at anvende i tilfælde af latexallergi.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelsehandske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Størrelse	L
Farve	Blå
Egenskaber	Finger textured, latexfri, medium grip, rullet manchet
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Ingredienser/sammensætning	Nitrile NBR, Titanium Dioxide, Zinc oxide, Sulfur, ZDBC, Sodium Dodecylbenzenesulfonate SDBS, Wax Emulsion, pigment
Ingrediensliste	290420
Længde/dybde	240 mm
Bredde	107 mm
Tykkelse	0,07 +/- 0,02 mm
Certifikater	CE. Til fødevarer. CAT III. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	AQL 1.0, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-4:2019
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

**Bortskaffelse af emballage**

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

**Brugsanvisning**

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

**Forpakning**

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1500 stk	38 cm	26 cm	25.5 cm	5703538417436
pk	150 stk	24 cm	12.3 cm	7.4 cm	5703538417412
par	2 stk				
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Produktet indeholder ikke latex.



Handskenen har en fingerstruktureret overflade.



Handskenen har medium greb.



Handskenen er 240 mm lang.



Standarden specificerer kravene til beskyttelsehandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.



Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelsehandsker.



Standarden specificerer kravene til beskyttelsehandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.

