



Varenummer 290466



Classic

## Lang undersøgelseshandske, ABENA Classic Sensitive, XS, lyseblå, nitril, pudderfri

- ✓ Ekstra lang
- ✓ Elastisk
- ✓ Tilpasser sig hånden
- ✓ Ingen latexproteiner



CAT III



### Produktbeskrivelse

Lang elastisk undersøgelseshandske som tilpasser sig håndens form under brug, og giver en god gennemfølgelse. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi.



MEDIUM GRIP



EN374-5:2016



AQL 1.5

EN 455 EN ISO 21420

EN 374-1:2016/Type B



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Lang undersøgelseshandske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic Sensitive
Størrelse	XS
Sekundær farve	Lyseblå
Egenskaber	Finger textured, latexfri, long cuff, medium grip, rolled cuff, sensitiv
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Tekniske ingredienser	Nitrile, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Antioxidant, Sulfur, Titanium Dioxide, Wingstay L, Phthalocyanine blue, Chlorine < 1800 ppm
Længde/dybde	300 mm
Bredde	76 mm
Tykkelse	0,07 +/- 0,02 mm
Certifikater	CE. Til fødevarer. CAT III. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 374-5:2016 VIRUS, AQL 1.5, EN 455, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 21420:2020, EN 374-1:2016 Type B JKT
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

## Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1500 stk	39.8 cm	29.5 cm	26.5 cm	5703538240201
pk	150 stk	28.1 cm	12.5 cm	7.9 cm	5703538240218
par	2 stk				
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et noticeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet indeholder ikke latex.



Handsken har en fingerstruktureret overflade.



Handsken har medium greb.



Handsken er 300 mm lang.

EN374-5:2016



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

### EN ISO 21420

Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.



Beskyttelseshandske mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Standarden angiver retningslinjer for test af nedbrydning og gennemtrængning ved eksponering for 18 kemikalier, men standarden afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelsen på arbejdspladsen, eller forskellene mellem blandinger og rene kemikalier.

