



Produktdatablad

Lang undersøgelseshandske , Abena Classic Sensitive, XS, lyseblå, nitril, pudderfri

Varenummer: 290466



Varedeklaration

Forpakning: 150 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolti, 32 Kolti pr. Palle. Produktbetegnelse: Lang undersøgelseshandske Varemærke: ABENA. Vareserie: Classic Sensitive. Holdbarhed: 5 år. Sekundær farve: lyseblå. Materiale: nitril. Ingrediensliste: Nitrile, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Antioxidant, Sulfur, Titanium Dioxide, Wingstay L, Phthalocyanine blue, Chlorine
Egenskaber: finger textured, latexfri, lang manchete, medium grip, rullet manchete, sensitiv. Features: pudderfri.
Engangs/flergangs: engangs. Størrelse: XS. Længde/dybde: 300 mm. Bredde: 76 mm. Tykkelse: 0,07 +/- 0,02 mm. Certifikater: CE, Til fødevarer, CAT III, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Produkt- eller teststandarder: EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1.5, EN 455, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Lang elastisk undersøgelseshandske som tilpasser sig håndens form under brug, og giver en god gennemfølgelse. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicin håndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi. Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Tilhørende varer: 2546, 254610, 254620