



Produktdatablad

Lang undersøgelseshandske , Abena Classic Sensitive, L, lyseblå, nitril, New, pudderfri

Varenummer: 290469



Varedeklaration

Forpakning: 150 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 32 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Lang undersøgelseshandske Varemærke: ABENA. Vareserie: Classic Sensitive. Holdbarhed: 5 år. Sekundær farve: lyseblå. Materiale: nitril. Tekniske ingredienser: Nitrile, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Antioxidant, Sulfur, Titanium Dioxide, Wingstay L, Phthalocyanine blue, Chlorine. Egenskaber: finger textured, latexfri, long cuff, medium grip, rolled cuff, sensitiv. Features: pudderfri. Engangs/flergangs: engangs. Størrelse: L. Længde/dybde: 300 mm. Bredde: 107 mm. Tykkelse: 0,07 +/- 0,02 mm. Certifikater: CE, Til fødevarer, CAT III, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Produkt- eller teststandarder: EN 374-5:2016 VIRUS, AQL 1.5, EN 455, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 21420:2020, EN 374-1:2016 Type B JKT. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Lang elastisk undersøgelseshandske som tilpasser sig håndens form under brug, og giver en god gennemfølgelse. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi. Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Tilhørende varer: 2546, 254610, 254620