



Produktdatablad

Lang undersøgelseshandske , Abena Classic Sensitive, XL, lyseblå, nitril, New, pudderfri

Varenummer: 290470



Varedeklaration

Forpakning: 150 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 32 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Lang undersøgelseshandske

Varemærke: ABENA

Vareserie: Classic Sensitive

Holdbarhed: 5 år

Holdbarhed, åbnet:

Produktbeskrivelse: Lang elastisk undersøgelseshandske som tilpasser sig håndens form under brug, og giver en god gennemfølgelse. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi.

Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.

Farve: blå

Sekundær farve: lyseblå

Sikkerhedsforskrifter og advarsler:

Materiale: nitril

Ingredienser/sammensætning:

Bortskaffelse af produkt: Bør plastsorteres. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.

Features: pudderfri

Engangs/flergangs: engangs

Størrelse: XL

Længde/dybde: 300mm

Bredde: 115mm

Tykkelse: 0,07 +/- 0,02 mm

Certifikater: CE, CAT III, Til fødevarer, MD

Produkt- eller teststandarder: AQL 1.5, EN 374-1:2016 Type C K, EN 374-5:2016 VIRUS, EN 420, EN 455

CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I

CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III

Direktiver, lovgivning og regler: 1935/2004/EU, 2023/2006/EC, 425/2016/EU, BEK 681 25.05.2020, MDR (EU) 2017/745 Tilhørende varer: 2546, 254601, 254610, 25461001, 254620, 25462001, 490251, 490252, 490253, 490254, 254701, 254903, 2548, 1000005147, 2549, 2547, 25462002, 49025301