



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290481-290485

Classic

Nitrilhandsker, pudderfri, sensitive, sort



Beskrivelse

Undersøgelsehandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)

Pudderfri

Usterile

Sort

Mikrotekstureret fingerspidser

Med rullekant

Egnet til håndtering af fødevarer

Produceret for Abena A/S, DK i Malaysia under ISO 9001, ISO 13485 & ISO 14001

CE

Dual CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC, EU regulativet for medicinsk udstyr EU 2017/425 og PPE regulativ EU 2016/425, klasse 1, CAT. III, Type B certificering

AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN 374-1:2016

EN 374-2:2015

EN 374-3:2003

EN16523:2015

EN 374-4:2013

EN 374-5:2016 VIRUS

EN 420.2003 + A1:2009

ASTM D 6978-05

ASTM D 6319-10

ASTM F 1671

Opbevaring og håndtering

Opbevaring: 5-40°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290481-290485

Yderemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:

Før belastning 6 Newton

Efter belastning ved 70°C i 166 timer 6 Newton

Gennem hele holdbarhedsperioden 6 Newton

Strækkevne:

Før belastning min. 500%

Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 400%

Tykkelse

Håndfladen 0,06 mm (+/- 0,02)

Fingrene 0,08 mm (+/- 0,02)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm	Længde mm (+/- 5)	Forpakning æske/karton
X-small	290481	5-6	70-81	240	100/1000
Small	290482	6-7	81-90	240	100/1000
Medium	290483	7-8	90-100	240	100/1000
Large	290484	8-9	100-110	240	100/1000
X-large	290485	9-10	110-120	240	100/1000

Test udført

Luft- og vandpenetrationstest

Sensibiliseringstest

Irritationstest

Cytotoksitet

Restkemikalier

Brudstyrke

Bioburden

Gennemtrængning

Pudderrester

Virusgennemtrængning

Bakterie og svampe

Fødevarerogkendelse (se separat fødevarerdatatablad)

Kemikalie- og cytostatika gennemtrængning (se liste med resultater nederst på datatabladet)

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290481-290485

Sammensætning/varedeklaration

Kemikalie	CAS
Nitrile	9003-18-3
Potassium Hydroxide	1310-58-3
Aquawax	
Zinc oxide	1314-13-2
ZDEC	14324-55-1
ZDBC	136-23-2
Polymeric hindered phenol	27676-62-6
Sulphur	7704-34-9
Titanium Dioxide	13463-67-7
Sort pigment	

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalier	CAS-Nr.	Gennemtrængningstid	Klasse
Ammonium hydroxide 25% (O)	1336-21-6	<10 min.	0
Sodium hydroxide 40% (K)	1310-73-2	>480 min.	6
Formaldehyde 37% (T)	50-00-0	>240 min.	5
N-Heptane (J)	142-82-5	<10 min.	0
Hydrogen peroxide 30% (P)	7722-84-1	>30 min.	2
Hydrochloric acid 36%	7647-01-0	28 min.	1
Ethanol 70%	64-17-5	27 min.	1
Isopropanol 45%	67-33-0	46 min.	2
Isopropanol 70%	67-63-0	37 min.	2
Peracetic acid 38-40%	79-21-0	11 min.	1
Citric Acid 15%	77-92-9	>480 min.	6
Glutarahyde 10%	111-30-8	>480 min.	6
Hydroflouric Acid 40%	7664-39-3	3 min.	0

Cystostatika

Carmustine 3.300 ppm	35,3 min.	2
Cisplatin 1.000 ppm	>240 min.	5
Cyclophosphamide 20.000 ppm	>240 min.	5
Dacarbazine 10.000 ppm	>240 min.	5
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm	>240 min.	5
Etoposide 20.000 ppm	>240 min.	5
Flourouracil – 50.000 ppm	>240 min.	5
Mechlorethamine HCl 1.000 ppm	>240 min.	5
Methotrexate 25.000 ppm	>240 min.	5
Mitomycin C 500 ppm	>240 min.	5
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm	>240 min.	5
Thio-Tepa 10.000 ppm	29,2 min.	1
Vincristine sulfate 1.000 ppm	>240 min.	5
Carmustine 3.300 ppm	35,3 min.	2



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290481-290485

Antibiotic

Cefuroxim 90.000 ppm	>480 min.	6
Dicloxacillin 10.000 ppm	>480 min.	6
Gentamicin 40.000 ppm	>480 min.	6

Testet i henhold til EN 374-3:2003, EN16523-1:2015, ASTM D6978-05