



Produktdatablad

Undersøgelseshandske, Abena Classic Sensitive, XS, lyseblå, nitril, New, pudderfri

Varenummer: 290495



Varedeklaration

Forpakning: 200 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 36 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Undersøgelseshandske. Varemærke: ABENA. Vareserie: Classic Sensitive. Holdbarhed: 5 år. Sekundær farve: lyseblå. Materiale: nitril. Ingrediensliste: Nitrile, Titanium Dioxide, Zinc oxide, Sulfur, ZDEC, ZDBC, Antioxidant, Potassium Hydroxide, Chlorine, Blue pigment. Egenskaber: finger textured, latexfri, medium grip, rullet manchet, sensitiv. Features: pudderfri. Engangs/flergangs: engangs. Størrelse: XS. Længde/dybde: 240 mm. Bredde: 76 mm. Tykkelse: 0,06 +/- 0,02 mm. Certifikater: CE, Til fødevarer, CAT III, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Produkt- eller teststandarder: EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, AQL 1.5, EN ISO 21420:2020. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Elastisk undersøgelseshandske som tilpasser sig håndens form under brug og giver en god gennemfølgelse. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi. Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Tilhørende varer: 2546, 254610, 254620,