



Produktdatablad

Undersøgelseshandske, Abena Classic Sensitive, XL, lyseblå, nitril, New, pudderfri

Varenummer: 290499



Varedeklaration

Forpakning: 200 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 36 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Undersøgelseshandske

Varemærke: ABENA

Vareserie: Classic Sensitive

Holdbarhed: 5 år

Holdbarhed, åbnet:

Produktbeskrivelse: Elastisk undersøgelseshandske som tilpasser sig håndens form under brug og giver en god gennemfølgelse. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi.

Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.

Farve: blå

Sekundær farve: lyseblå

Sikkerhedsforskrifter og advarsler:

Materiale: nitril

Ingredienser/sammensætning:

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.

Features: pudderfri

Engangs/flergangs: engangs

Størrelse: XL

Længde/dybde: 240mm

Bredde: 115mm

Tykkelse: 0,06 +/- 0,02 mm

Certifikater: CE, CAT III, Til fødevarer, MD

Produkt- eller teststandarder: AQL 1.5, EN 374-1:2016 Type C K, EN 374-5:2016 VIRUS, EN 420, EN 455

CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I

CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III

Direktiver, lovgivning og regler: 1935/2004/EU, 2023/2006/EC, 425/2016/EU, BEK 681 25.05.2020, MDR (EU) 2017/745 Tilhørende varer: 2546, 254601, 254610, 25461001, 254620, 25462001, 490251, 490252, 490253, 490254, 254701, 254903, 2548, 1000005147, 2549, 2547, 25462002, 49025301