



Produktdatablad

Undersøgelseshandske, Abena Classic Sensitive, XL, hvid, nitril, pudderfri NEW

Varenummer: 290614



Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 60 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Undersøgelseshandske. Varemærke: ABENA. Vareserie: Classic Sensitive. Holdbarhed: 5 år. Materiale: nitril. Tekniske ingredienser: Nitrile, Titanium Dioxide, Zinc oxide, Sulfur, ZDEC, ZDBC, Antioxidant, Potassium Hydroxide, Chlorine. Egenskaber: finger textured, latexfri, medium grip, rolled cuff, sensitiv. Features: pudderfri Engangs/flergangs: engangs. Vægt, netto: 3,6 g. Størrelse: XL. Længde/dybde: 240 mm. Bredde: 115 mm. Tykkelse: 0,05 +/- 0,02 mm. Certifikater: CE, Til fødevarer, CAT III, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Produkt- eller teststandarde: EN 374-5:2016 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, AQL 1.5, EN 455, EN 420, EN ISO 21420:2020. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Elastisk undersøgelseshandske som tilpasser sig håndens form under brug, og giver en god gennemfølgelse. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi. Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Tilhørende varer: 2546, 254610, 254620