



Produktdatablad

Undersøgelseshandske, Abena Classic Sensitive, XL, orange, nitril, pudderfri NEW

Varenummer: 290714



Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 60 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Undersøgelseshandske. Varemærke: ABENA. Vareserie: Classic Sensitive. Holdbarhed: 5 år. Materiale: nitril. Ingrediensliste: Nitrile, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Sulfur, Titanium Dioxide, Antioxidant, Chlorine, Orange and yellow pigment. Egenskaber: finger textured, latexfri, medium grip, rullet manchete. Features: pudderfri. Engangs/flergangs: engangs. Vægt, netto: 3,7 g. Størrelse: XL. Længde/dybde: 240 mm. Bredde: 115 mm. Tykkelse: 0,07 +/- 0,02 mm. Certifikater: MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Produkt- eller teststandarder: EN 374-5:2016 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type C K, AQL 1.5, EN 420, EN 455. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Elastisk undersøgelseshandske som tilpasser sig hånden under brug, og giver en god gennemfølelse. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi. Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Tilhørende varer: 2546, 254610, 254620