

Varenummer 290793



## Ekstra lang undersøgelseshandske, Hygostar, XL, blå, nitril, pudderfri

- ✓ Elastisk
- ✓ Ekstra bløde
- ✓ Tilpasser sig hånden
- ✓ God gennemfølgelsevne
- ✓ lange



### Produktbeskrivelse

Lang elastisk undersøgelseshandske der tilpasser sig håndens form under brug. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicin håndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Ekstra lang undersøgelseshandske
Varemærke	Hygostar
Størrelse	XL
Farve	Blå
Egenskaber	Finger textured, latexfri, lang manchet, medium grip, rullet manchet
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Ingrediensliste	Nitrile NBR, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Sulfur, Wingstay L, KOH, Titanium Dioxide, Blue pigment
Længde/dybde	400 mm
Bredde	115 mm
Tykkelse	0.15 mm
Certifikater	CE. Til fødevarer. CAT III. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 388, EN 420, EN 455, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1:2016 Type B KLMT, AQL 1.5
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

### Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	27 cm	26 cm	41 cm	4015544973037
pk	50 stk	40 cm	12.5 cm	5 cm	
par	2 stk				
stk	1 stk				5703538309748



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet indeholder ikke latex.



Handsen har en fingerstruktureret overflade.



Handsen har medium greb.



Handsen er 400 mm lang.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod mekaniske risici.



Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.