



Produktdatablad

Undersøgelseshandske, Abena Classic, L, blå, nitril, New, pudderfri

Varenummer: 290823



Varedeklaration

Forpakning: 200 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 36 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Undersøgelseshandske

Varemærke: ABENA

Vareserie: Classic Protect

Holdbarhed: 5 år

Holdbarhed, åbnet:

Produktbeskrivelse: Elastisk undersøgelseshandske som tilpasser sig håndens form under brug. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi.

Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.

Farve: blå

Sikkerhedsforskrifter og advarsler:

Materiale: nitril

Bortskaffelse af produkt: Bør plastsorteres. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.

Features: pudderfri

Engangs/flergangs: engangs

Størrelse: L

Længde/dybde: 240mm

Bredde: 107mm

Tykkelse: 0,07 +/- 0,02mm

Certifikater: CE, CAT III, Til fødevarer, MD

Produkt- eller teststandarder: AQL 1.0, EN 374-1:2016 Type B KPT, EN 374-5:2016 VIRUS, EN 420, EN 455

CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I

CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III

Direktiver, lovgivning og regler: 1935/2004/EU, 2023/2006/EC, 425/2016/EU, BEK 681 25.05.2020, MDR (EU) 2017/745 Tilhørende

varer: 2546, 254601, 254610, 25461001, 254620, 25462001, 490251, 490252, 490253, 490254, 254701, 254903, 2548,

1000005147, 2549, 2547, 25462002, 49025301

