



Varenummer 291032

Kanyle, Sterican, rosa, 18G, x1½ - 1,2 x 40mm, kort slib, steril



Produktbeskrivelse

Konventionelle hypodermiske nåle med Luer Lock Connector, Glat overflade på grund af fint doseret silikonebelægning. Affasningslængde efter indikation.

Farvekodet for lettere identifikation af den ydre nålediameter.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyle
Varemærke	Sterican
Sekundær farve	Rosa
Features	X1½ - 1,2 x 40mm, kort slib, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyler	18G
Materiale	PP, rustfrit stål
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4000 stk	40 cm	24.5 cm	38 cm	26949236205927
pk	100 stk	11.2 cm	7.6 cm	9 cm	16949236205920
stk	1 stk				4022495001269



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE