

Varenummer 291153

Uridom, Natural, 8cm, Ø36mm, klar

✓ Kinkfri

CE

Produktbeskrivelse

Et urinkondom af 100% silikone. Sammen med den bløde flergangsstrip med velcrolukning opnåes en optimal og hudvenlig løsning. Huden kan ånde igennem silikonen, ingen lugtgener. Kinkefrit og effektivt afløb. Ideel for brugere, som skifter uridom flere gange dagligt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Uridom
Varemærke	Natural
Farve	Klar
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	8 cm
Diameter	36 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til inkontinente mænd. Fikseres med ét af de medfølgende flergangsstrips med velcrolukning - 3 stk. pr. kasse. Skiftes mindst en gang dagligt med soignering. Huden skal være helt tør inden påsætning af nyt uridom. Forbindes til urinpose.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	102 cm	23 cm	29.2 cm	
pk	30 stk	28.4 cm	20.5 cm	11.3 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.