



Varenummer 291181

## Engangskateter, Actreen Hi-Lite, nelaton, CH 10, 41cm, coated, steril

✓ 24 timers sammenbøjning



### Produktbeskrivelse

Et engangskateter med en hydrofil coating, der gør katetret klar til brug samt sikrer, at det er glat og nemt at indføre. Findes i tre forskellige varianter - nelaton spids i to længder samt tiemann spids, med kuglespids for lettere passage gennem urinrøret. Integreret foldeanordning, som gør at herrekateterne kan være i en lomme - katetret kan tåle sammenbøjning i op til 24 timer, hvilket gør det diskret at medbringe. Beskyttelsesfolien har slidser for flere måder at åbne på. På grund af letvægts beskyttelsesfolien efterlades et minimum af restaffald efter hver blæretømning. Kateteret har et særligt greb med 2 vinger, som letter indføring - også for brugere med dårlig håndfunktion. Kan indføres med Non-Touch teknik



### Specifikationer

| Produktbetegnelse                | Engangskateter                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Varemærke                        | Actreen                                                                          |
| Vareserie                        | Hi-Lite                                                                          |
| Spidstype                        | Nelaton                                                                          |
| Størrelse                        | CH 10                                                                            |
| Farve                            | Sort                                                                             |
| Features                         | Coated, steril                                                                   |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | TPO                                                                              |
| Længde/dybde                     | 41 cm                                                                            |
| Effektiv længde                  | 37 cm                                                                            |
| Steriliseringstype               | R                                                                                |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse Is                                                                        |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Brugsanvisning

Anvendes til engangskaterisation. Ligger klar til brug i en hydrofil glycerin opløsning. Katetret har en integreret foldeanordning, der gør katetret diskret at opbevare.



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|--------|---------------|
| kll   | 480 stk    | 43 cm  | 13.5 cm | 9.6 cm |               |
| pk    | 30 stk     | 47 cm  | 12.5 cm | 8.5 cm | 4046964261114 |
| stk   | 1 stk      |        |         |        |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.