



Varenummer 291221

## Uridom, Spirit Style 1, 8cm, Ø29mm, klar, klæbeflade 3,8 cm

- ✓ Hydrokolloid klæber
- ✓ Kinkfri



### Produktbeskrivelse

Et selvklæbende urinkondom af 100% silikone. Klæberen er hydrokolloid, hvilket er meget hudvenligt. Huden kan ånde igennem silikonen, ingen lugtgener. Kinkfrit og effektivt afløb.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Uridom
Varemærke	Spirit
Vareserie	Style 1
Farve	Klar
Features	Klæbeflade 3,8 cm
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Hydrokolloid, silikone
Længde/dybde	8 cm
Diameter	29 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Anvendes til inkontinente mænd. Hårene fjernes, da uridomet har en stærk hydrokolloid klæber. Skiftes mindst en gang dagligt med soignering. Huden skal være helt tør inden påsætning af nyt uridom. Forbindes til urinpose.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	180 stk	53.5 cm	25 cm	38 cm	20801741070932
pk	30 stk	25.5 cm	22.5 cm	11.7 cm	10801741070935
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.