



Produktdatablad

Standard længde, 36 mm Ø

Varenummer: 291223



Varedeklaration

30 stk = 1 pakke. 6 pakker = 1 kolli. 24 kolli = 1 palle. Produktbetegnelse: Uridom. Varemærke: Spirit. Vareserie: Style 1. Holdbarhed: Ifølge udløbsdato. Næringsindhold: 1. Farve: klar. Materiale: hydrokolloid, silikone. Features: klæbeflade 3,8 cm. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 8 cm. Diameter: 36 mm. Certifikater: CE, MD. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Et selvklæbende urinkondom af 100% silikone. Klæberen er hydrokolloid, hvilket er meget hudvenligt. Huden kan ånde igennem silikonen, ingen lugtgener. Kinkfrit og effektivt afløb. Brugsanvisning: Anvendes til inkontinente mænd. Hårene fjernes, da uridomet har en stærk hydrokolloid klæber. Skiftes mindst en gang dagligt med soignering. Huden skal være helt tør inden påsætning af nyt uridom. Forbindes til urinpose. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.