



## Produktdatablad

# Kort længde, 29 mm Ø

Varenummer: 291226



## Varedeklaration

Forpakning: 30 stk pr. pakke. 12 pakker pr. kolli. 4 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Uridom. Varemærke: Spirit. Vareserie: Style 2. Holdbarhed: Ifølge udløbsdato. Farve: klar. Materiale: hydrokolloid, silikone. Features: klæbeflade 3,8 cm. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 5 cm. Diameter: 29 mm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Spirit Style 2 er et selvklæbende uridom af 100% silikone i en kortere længde. Silikonen sikrer at huden kan ånde, hvorved risikoen for hudgener minimeres. Uridomet er designet med et kinkfrit og effektivt afløb. Brugsanvisning: Uridomer anvendes til inkontinente mænd. Før påsætning rengøres huden, og håret fjernes, da klæberen er stærk. Huden skal være helt tør inden påsætningen af et nyt uridom. Efter påsætning forbindes uridomet til en urinpose. Uridomet skal skiftes mindst én gang dagligt med soining. Husk at tjekke størrelsen inden produktet tages i brug. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.