



Varenummer 291233

Uridom, Spirit Style 3, 8cm, Ø36mm, klar, klæbeflade 7,6 cm

- ✓ Af silikone, som sikrer at huden kan ånde
- ✓ Kinkfrit og effektivt afløb
- ✓ Selvklæbende design
- ✓ Hydrokolloid klæber, mere skånsom mod huden



Produktbeskrivelse

Spirit Style 3 er et selvklæbende uridom af 100% silikone med en standard længde og lang klæbeflade. Silikonen sikrer at huden kan ånde, hvorved risikoen for hudgener minimeres. Uridomet er designet med et kinkfrit og effektivt afløb.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Uridom
Varemærke	Spirit
Vareserie	Style 3
Farve	Klar
Features	Klæbeflade 7,6 cm
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Hydrokolloid, silikone
Længde/dybde	8 cm
Diameter	36 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Uridomer anvendes til inkontinente mænd. Før påsætning rengøres huden, og håret fjernes, da klæberen er stærk. Huden skal være helt tør inden påsætningen af et nyt uridom. Efter påsætning forbindes uridomet til en urinpose. Uridomet skal skiftes mindst én gang dagligt med soining. Husk at tjekke størrelsen inden produktet tages i brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	28.4 cm	20.7 cm	11.3 cm	10801741071352
pk	30 stk	28.2 cm	24.5 cm	16.5 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.