



Varenummer 292012



Hånddesinfektion, ABENA, 5000 ml, 5000 ml, 85% ethanol, dunk uden pumpe

✓ Vurderet og godkendt af CEI

Produktbeskrivelse

Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. ABENA hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektion
Varemærke	ABENA
Farve	Klar
Features	85% ethanol, dunk uden pumpe
pH-værdi (konc.)	6,5-7,5
Tekniske ingredienser	85% ethanol. Alcohol denat, Aqua, Glycerin
Længde/dybde	19 cm
Bredde	12 cm
Højde	29,5 cm
Rumindhold, netto	5000 ml
Rumindhold, brutto	5000 ml
Produkt- eller teststandarder	DS 2451-2, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevar indholdet et sikkert sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.
Holdbarhed	48 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperatortolerance	5 °C - 30 °C
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgnides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	3 stk	38 cm	20 cm	30.5 cm	5703538038525



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.