



Varenummer 292540

Engangskateter, Actreen Hi-Lite Set, nelaton, CH 14, 39cm, 1000 ml, coated, sæt

✓ 24 timers sammenbøjning



Produktbeskrivelse

Et engangskateter med en hydrofil coating, der gør katetret klar til brug samt sikrer, at det er glat og nemt at indføre. Findes i to forskellige varianter med integreret urinopsamlingspose - nelaton spids og tiemann spids. Integreret foldeanordning, som gør at herrekatetrerne kan være i en lomme - katetret kan tåle sammenbøjning i op til 24 timer, hvilket gør det diskret at medbringe. Folien giver mulighed for flere håndteringsmuligheder alt efter brugerens motoriske egenskaber.



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Engangskateter |
| Varemærke | Actreen |
| Vareserie | Hi-Lite Set |
| Spidstype | Nelaton |
| Størrelse | CH 14 |
| Farve | Grøn |
| Features | Coated, sæt |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Materiale | TPO |
| Længde/dybde | 39 cm |
| Rumindhold, brutto | 1000 ml |
| Steriliseringsmetode | R |
| Certifikater | CE. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse Is |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC |
| Holdbarhed | Ifølge udløbsdato |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Brugsanvisning

Anvendes til engangskaterisation. Ligger klar til brug i en hydrofil glycerin opløsning. Nelaton kateteret kan bruges både til mænd, kvinder og børn.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| pk | 30 stk | 13 cm | 9.5 cm | 4.3 cm | 4046964803185 |
| stk | 1 stk | | | | |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt