



Produktdatablad

Engangskateter 40 cm, hydrofilt coated, Tiemann, steril, CH 14

Varenummer: 292673



Varedeklaration

Forpakning: 30 Stk pr. Pakke, 4 Pakke pr. Kolli, 42 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Engangskateter. Varemærke: LoFric. Vareserie: Primo. Holdbarhed: Ifølge udløbsdato. Materiale: PE, PO, PP. Features: coated. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: R. Størrelse: CH 14. Længde/dybde: 40 cm. Certifikater: CE, Svanemærket. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is. Spidstype: tiemann. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: LoFric® er et hydrofilt urinkateter til engangsbrug, designet til intermitterende kateterisering. Katetrene er belagt med den unikke UrotonicT Surface Technology, som skal aktiveres med vand. Denne overflade sikrer, at katetrene forbliver glatte og sikre, både når de bliver ført ind og trukket ud. Er udstyret med bløde kateterøjne. LoFric® PrimoT er et hydrofilt intermitterende kateter. Det er pakket med sit eget sterile vand, og det kan bruges alle steder. Det har et integreret håndtag, der gør non-touch-teknik muligt. Det er foldbart til lommestørrelse, og det er diskret at have med sig. Brugsanvisning: Anvendes til engangskaterisation. Den lille pose sterilt saltvand tømmes ned over det coatede kateter, som derefter er klar til brug. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.