



Varenummer 292687

Engangskateter, LoFric Origo, nelaton, CH 18, 40cm, coated, steril

- ✓ PVC-fri
- ✓ 24 timers sammenfoldning



Produktbeskrivelse

LoFric® er et hydrofilt urinkateter til engangsbrug, designet til intermitterende kateterisering. Katetrene er belagt med den unikke Urotonic™ Surface Technology, som skal aktiveres med vand. Denne overflade sikrer, at katetrene forbliver glatte og sikre, både når de bliver ført ind og trukket ud. Er udstyret med bløde kateterøjne. LoFric® Origo™ er et hydrofilt intermitterende kateter. Det er foldbart til lommestørrelse, diskret, nemt at have med og bruge alle steder. Det justerbare håndtag gør non-touch-teknik mulig, hvilket giver en sikker og hygiejnisk kateterisering. Omgående aktivering - steril saltopløsning er inkluderet. Klem, og kateteret er klar til brug.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	LoFric
Vareserie	Origo
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 18
Farve	Rød
Features	Coated, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, PO, POBE, PP
Længde/dybde	40 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD. Svanemærket.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til engangskateterisation. Den lille pose sterile vand tømmes ned over det coatede kateter, som straks bliver glat. Kan tåle at ligge sammenfoldet i op til 24 timer.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	120 stk	46.6 cm	18.5 cm	27.5 cm	7333387006079
pk	30 stk	45 cm	20 cm	6.5 cm	7333387006062
stk	1 stk				



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.