



Varenummer 292770

2-vejs foley kateter, Fortune, open end, CH 14, 42cm, 10 ml, integreret ballon, med kateterprop



## Produktbeskrivelse

2-vejs silikone suprapubisk kateter. 100% silikone. Til skift af suprapubisk katetre. Uden guidewire.



## Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | 2-vejs foley kateter                                                             |
| Varemærke                        | Fortune                                                                          |
| Spidstype                        | Open end                                                                         |
| Størrelse                        | CH 14                                                                            |
| Farve                            | Grøn                                                                             |
| Features                         | Integreret ballon, med kateterprop                                               |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | Silikone                                                                         |
| Længde/dybde                     | 42 cm                                                                            |
| Rumindhold, brutto               | 10 ml                                                                            |
| Steriliseringsmetode             | EO                                                                               |
| Certifikater                     | CE                                                                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Næringsindhold                   | 1                                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

## Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med sterilt vand. Skal senest skiftes efter 29 dage.



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|--------|----------------|
| kll   | 200 stk    | 54 cm   | 45 cm   | 33 cm  | 14710961937552 |
| pk    | 10 stk     | 52.5 cm | 10.6 cm | 6.2 cm | 4710961937555  |
| stk   | 1 stk      |         |         |        |                |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.