



Varenummer 292771

2-vejs foley kateter, Fortune, open end, CH 16, 42cm, 10 ml, integreret ballon, med kateterprop, steril

✓ 100% silikone. Til skift af suprapubisk katetre.



Produktbeskrivelse

2-vejs silikone suprapubisk kateter. 100% silikone. Til skift af suprapubisk katetre. Uden guidewire.



Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Fortune
Spidstype	Open end
Størrelse	CH 16
Farve	Orange
Features	Integreret ballon, med kateterprop, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	42 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med sterilt vand. Skal senest skiftes efter 29 dage.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	54 cm	45 cm	33 cm	14710961937569
pk	10 stk	52.5 cm	10.6 cm	6.2 cm	4710961937562
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.