



Varenummer 292815

**Kanyle, Sterican, sort, 22G, x1½ - 0,7 x 40mm, langt slib, steril**



## Produktbeskrivelse

Konventionelle hypodermiske nåle med Luer Lock Connector, Glat overflade på grund af fint doseret silikonebelægning. Affasningslængde efter indikation.

Farvekodet for lettere identifikation af den ydre nålediameter.

STERILE

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyle
Varemærke	Sterican
Farve	Sort
Features	X1½ - 0,7 x 40mm, langt slib, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	22G
Materiale	PP, rustfrit stål
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4000 stk	40 cm	25 cm	39 cm	26949236206177
pk	100 stk	10.8 cm	7.5 cm	9.4 cm	16949236206170
stk	1 stk				4022495056665



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE